

Рекомендации к направлению материала от животных, собранного с целью мониторинга за состоянием природных очагов бешенства

Материал (кусочки мозга размером от 1-2 см³) от каждого животного помещают в индивидуальный подписанный (пронумерованный) флакон с винтовой крышкой, содержащий стерильный 50% р-р глицерина на физрастворе. Отбор материала и экспертизу проводят в соответствии с ГОСТ 26075-2013. Материал хранится и транспортируется при температуре от - 20°С и ниже.

Флаконы с материалом должны быть герметизированы, упакованы и транспортированы в соответствии с СанПиН 3.3686-21.

Объектом мониторинга являются популяции диких хищников: лисицы, енотовидной собаки, волка, корсака, песца.

Для выявления показателей спонтанной заражённости диких хищников и адекватной оценки результатов необходимо собрать репрезентативную выборку проб.