

Федеральное бюджетное учреждение науки  
**«ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ»**

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора)  
проспект Мира, 7, г. Омск, 644080, телефон (3812) 65-16-33, факс 65-16-33, 65-06-33, 65-14-18  
<http://www.oniipi.org/> E-mail: [mail@oniipi.org](mailto:mail@oniipi.org)

Исх. № 55-50-01/01-101 54-2025 от 05.02.2025

Порядок взаимодействия с  
Референс-центром по  
мониторингу за бешенством

Руководителям Управлений  
Роспотребнадзора в субъектах  
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Во исполнение приказов Роспотребнадзора № 1116 от 01.12.2017 г. и № 1204 от 28.12.2017, наличием распоряжения Минсельхоза России от 15.03.18 № ЕН-25-23/2654, письма ФС Роспотребнадзора от 09.04.2018 № 01/4480-2018-26 «Об организации взаимодействия с подведомственными учреждениями Россельхознадзора», определяем порядок взаимодействия с Референс-центром по вопросам молекулярно-биологического мониторинга вирусов бешенства, циркулирующими в природных очагах России.

Сбор материала от диких хищников семейства псовых для выполнения молекулярно-биологических исследований осуществляется, путём взаимодействия с ветеринарными структурами.

Специалистам ветеринарной структуры необходимо сохранить материал от проб, доставленных на исследование в плановом порядке и прошедших положительную экспертизу на бешенство.

Сохраняют пробы материала от разных видов млекопитающих (лисица, енотовидная собака, волк, корсак, барсук, крыса и/или других животных) общим количеством от 5-10 проб.

Просим, при взаимодействии со специалистами ветеринарной структуры, организовать **обязательное сохранение и передачу!** в Референс-центр биоматериалов от нетипичных хозяев инфекции (**белок, ежей, любых грызунов, зайцеобразных, барсука, медведя, рыси, косуля, лось и т.д.**), с целью актуализации знаний о их роли в эпизоотическом процессе.

Отбор материала осуществляют в соответствии с ГОСТ 26075-2013 «Межгосударственный стандарт. Животные. Методы лабораторной диагностики бешенства». Материал хранится и транспортируется при температуре от - 20°C и ниже.

Отобранный материал направляют в ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора. Флаконы с материалом должны быть герметизированы, упакованы и транспортированы в соответствии с СанПиН 3.3686-21.

При направлении материала учитывать рекомендации Приложения 4.

Специалист Управления Роспотребнадзора информирует руководителя Референс-центра о направлении биоматериала по телефону.

С уважением,  
Врио директора института

С.Н. Шпынов

Исполнитель: Полещук  
Елена Михайловна  
(3812)-60-56-87  
[poleschuk\\_em@oniipi.org](mailto:poleschuk_em@oniipi.org)